



ICB-Prisma 2003

No Cat. MBP103893

Descripción:

Los microscopios Prisma están diseñados con los más altos estándares de calidad para brindarle la precisión que su laboratorio requiere. El moderno diseño del Prisma 2003 le facilita su transporte y aunado a su gran calidad de óptica plana con corrección al infinito lo hace un compañero ideal de trabajo. Equipado con una fuente de iluminación Led la cual es completamente amigable con sus ojos y al mismo tiempo le da la claridad necesaria para la clasificación de sus muestras.



Especificaciones Técnicas

Cabeza	Cabeza Binocular tipo Seidentopf inclinada a 30°, giratoria 360°.
Oculares	Oculares de campo amplio WF 10X/20mm
Campo Visual	20 mm.
Objetivos	Planos con corrección al infinito: 4x, 10x, 40x y 100x
Condensador	Tipo Abbe N.A: 1.25 con diafragma
Platina	Platina mecánica de doble capa 142x140mm / 76x50mm.
Iluminación	Led de 3W con control de intensidad.
Ajuste	Ajuste de enfoque coaxial y enfoque fino.
Revolver	Cuádruple