



Estufa de Incubación ICB 18 Litros

No. Cat. IDF109707

Características:

- Cubierta de Acero de Alta Calidad
- Interior de Acero Inoxidable , arcos semicirculares en esquinas y espacio de estantes ajustable
- Control PID, pantalla digital y teclado de operaciones
- Doble puerta.



Especificaciones Técnicas

Capacidad	18 Litros
Temperatura Max	65°C
Voltaje	110 V / 60 Hz
Medidas del Equipo	410 x 410 x 620 mm
Medidas Internas	280 x 280 x 280 mm
Tiempo de Operación	0-9999 min
Potencia de Calentamiento	180 W