



ICB

Centrífugas Clínicas ICB

ICB TD5A

Centrífuga de gran capacidad TD5A

Características

- Usada en Hospitales, laboratorios y bancos de sangre.
- Motor sin carbones libre de mantenimiento.
- Poca vibración y ruido.
- Tapa Electrónica de Seguridad, diseño compacto y protección contra desbalanceo.
- Control y sistema amigable.
- Pantalla controlada por microprocesador.
- Cuerpo fabricado en Acero de alta calidad.
- Cámara interior fabricada en Acero Inoxidable.



Especificaciones Técnicas

Velocidad Máxima	4000 RPM
Rotor capacidad	Oscilante 4 x 12 x 10 ml
Tiempo	0-99 minutos
Dimensiones	620 x 450 x 355 mm
Precisión de Velocidad	± 20 RPM
RCF Máxima	3200 xg
Ruido	< 55 dba
Peso	68 kg
Alimentación	AC 120v 60 Hz 5A
Empaque	Caja de Madera

Volcan Paricutin 5103, El Colli, Zapopan, Jal. C.P. 45070

33-3628-8333

33-3628-3660

ventas1@icb-mx.com / ventas2@icb-mx.com

www.icb-mx.com